

DNAシーケンサー 測定申込用紙

測定依頼日 年 月 日

講座名 氏名 内線() メール()

サンプル数 本

解析時間(以下該当する所に丸をして下さい。) 60min(約700bp) ・ 120min(約850bp)

BigDye Terminator の種類 V3.1 ・ V1.1

Xterminator処理 要 ・ 不要 不要の場合Hi-Di formamideの量 μ l(10~150 μ l)

その他 (何か注意点があれば記入して下さい)

No	SampleName	No	SampleName	No	SampleName	No	SampleName
1		9		17		25	
2		10		18		26	
3		11		19		27	
4		12		20		28	
5		13		21		29	
6		14		22		30	
7		15		23		31	
8		16		24		32	

測定日 月 日 サンプル総数 本 Run総数 回

* 注意

BigDye Terminator のサンプルのみの測定になります。(ポリマーにPOP7使用)

(担当者)