



送信器名称 CH番号	冷蔵庫E20141202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	6.0
最低値	4.0
平均値	5.1

2019年1月1日15時前に電池交換を行った。電池交換の手帳が悪く(機械より2本外して2本入れないといけない)と3、1本ずつ交換して
 した。2本電池が入った時点でセムアップが行われるためその際に電池を抜くことになりセムされる。1月1日12:10~15:10までの
 データがリセットされてしまった。受信機器への更新は約3時間毎に行われるため直近のデータがPC本体に取り込めていなかった。
 治療兼保管中の試験用筐体と入れたバックアップの温度ロガーの最大温度、最低温度の記録は6℃、5℃だったため、温度
 逸脱は起こっていないことは保障できる。電池交換前は温度記録は正常に動作していた事は確認しており、
 当日は視覚であったため払い出しはなくその間扉の開閉はしていない。

・バックアップ温度ロガー: Traceable 冷蔵/冷凍庫用アーム温度計 Cat.No.06-664-11

08-Jan-2019 馬場亨